

## Listado de precios esterilizador de plasma GS-80 (junio 2022)

No	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unitario de venta*
1	Generador de Plasma	PD-300P	UNIT	\$ 52,046.66
2	Sistema de Inyección de Aire	DU-X120	Set	\$ 42,273.30
3	Unidad de Purificación	DU-Z80120	Set	\$ 155,873.93
4	Sistema de Inyección H2O2	DU-Y80120R	Set	\$ 180,603.23
5	Dispositivo de Reducción	DU-HY60	Set	\$ 45,150.00
6	Tarjeta de Inputs/Outputs	MJQ-001	PCS	\$ 10,887.60
7	Tarjeta para Inyección de Líquidos	MJQ-002	PCS	\$ 8,023.80
8	Tarjeta Adaptador de Red	MJQ-003	PCS	\$ 2,257.50
9	Tarjeta Red Frontal	MJQ-004	PCS	\$ 1,354.50
10	Tarjeta de MicroSwitchs	MJQ-005	PCS	\$ 2,863.80
11	Tarjeta para Lámparas Indicadoras	MJQ-006	PCS	\$ 3,728.10
12	Tarjeta Lectora RFID's	82*56(Customized)	PCS	\$ 9,030.00
13	Placa de calentamiento "small" Cámara	9MJ01.N0000100-01	PCS	\$ 2,773.50
14	Placa de calentamiento "large" Cámara	9MJ01.G0000150-01	PCS	\$ 2,950.88
15	Calentador de Cerámica	36x95	PCS	\$ 806.25
16	Bomba de Alto Vacío	Leybold D16C	UNIT	\$ 124,162.50
17	Ventilador Alto Flujo(blower)	2W05015B AC220V	PCS	\$ 3,934.50
18	Fuente de Alimentación Conmutada 24Vcd	HF400W-S-24	PCS	\$ 6,370.99
19	Fuente de Alimentación Conmutada 5Vcd	HF35W-LSM-5	PCS	\$ 1,757.63
20	Protección Térmica Motor	TGD1-32 2.5-4A	PCS	\$ 1,406.10

21	Paro de Emergencia	M5.4 lamp with plug line green 1N01NC;22mm220V	PCS	\$	790.13
22	Relevador de Estado Sólido	G3NB-220B-1 DC5-24	PCS	\$	1,277.10
23	Controlador Lógico Programable (PLC)	DVP48EH00T3	PCS	\$	28,026.86
24	Módulo de Entradas Temperatura	DVP04PT-H2	PCS	\$	14,222.25
25	Módulo de Entradas Analógicas	DVP04AD-H2	PCS	\$	13,932.00
26	Interruptor Térmico con protección por corriente residual	RO63C 3P+N C32 30mA	PCS	\$	2,709.00
27	Contacto Bobina AC	AX25-30-10- 80(220VAC coil)	PCS	\$	1,677.00
28	Módulo adicional para Contactor, protección térmica	SK1-11	PCS	\$	241.88
29	Monitor de Potencia	JFY-5-1	PCS	\$	5,456.70
30	Filtro EMI	SY480-20-S	PCS	\$	7,443.30
31	Zumador Acústico	LAS1-A M19	PCS	\$	425.70
32	Interface de Operación tipo "Touch Screen"	TPC1061Ti(Hi)	PCS	\$	15,234.90
33	Sensor PT-100	PT100(M6×21)2000mm	PCS	\$	1,993.05
34	Transmisor de Presión	BFY1103(T2)	PCS	\$	36,842.40
35	Motor Asíncrono AC	single phase 220V 14W 15 rpm/min	PCS	\$	1,015.88
36	Válvula de Vacío	XLS-16-P2G	PCS	\$	27,593.10
37	MicroSwitch	KW11-3Z	PCS	\$	48.38
38	Conector a prueba de agua	SD13-2	PCS	\$	258.00
39	Sensor de Proximidad salida NPN	E2B-S08KN04-WP- BI	PCS	\$	1,219.05
40	Impresora de Aguja	SP-DV II 40SH(white)	PCS	\$	10,449.00

41	Cable de Impresora	MJQ100-07KZ207	PCS	\$	275.74
42	Interfaz de conexión PLC-PC	HK-DVP-PC-2(ps2connector+9 needlesRS232 PLUG 2 Meters)	PCS	\$	609.53
43	Cable Serial 900mm	900mm	PCS	\$	464.40
44	Cable Serial 2,600mm	2600mm	PCS	\$	464.40
45	Cable control Plasma	MJQ100-07KZ212	PCS	\$	8,680.09
46	Terminales de conexión rápida	PCT-211	PCS	\$	459.56
47	Forro para alta temperatura	φ8mm /white/50M	METER	\$	670.80
48	Fuelle vacío	KF40 L600	PCS	\$	4,721.40
49	Conector para Fuelle de vacío	KF40-1-1/4	PCS	\$	838.50
50	Conexión Clamp	KF16	PCS	\$	854.63
51	Empaque para Conector Clamp	KF16 bracket type	PCS	\$	167.70
52	Conección Clamp cierre ciego	KF16	PCS	\$	854.63
53	Conexión Clamp	KF25 casting type	PCS	\$	854.63
54	Empaque para Conector Clamp	KF25 bracket type	PCS	\$	154.80
55	Conexión Clamp	KF40 casting type	PCS	\$	451.50
56	Empaque para Conector Clamp	KF40 bracket type	PCS	\$	154.80
57	Conexión Clamp	Φ51	PCS	\$	499.88
58	Empaque válvula de transmisión	13.4×7	PCS	\$	696.60
59	Tuerca hexagonal	GB/T 6170 M6 A2-70	PCS	\$	38.70
60	Tornillo Hexagonal	GB/T 5783 M6×45 A2-70	PCS	\$	77.40
61	Buje cabeza hexagonal	Φ5×16-M4	PCS	\$	139.32
62	Tornillo cabeza de gota ranurado	GB946 M4×2.5	PCS	\$	116.10

63	Buje roscado, entrada hexagonal	G1/2	PCS	\$	348.30
64	Buje de cobre hexagonal	M4×20+6	PCS	\$	58.05
65	Magneto principal	Φ2.5×10	PCS	\$	48.38
66	Magneto circular	Φ4×6	PCS	\$	48.38
67	Magneto circular	Φ8×3	PCS	\$	174.15
68	Conector roscado en codo, con espiga	G3/8-Φ8	PCS	\$	261.23
69	Conector tipo espiga	M6-Φ6	PCS	\$	116.10
70	Manguera de Silicón	inner diameterΦ1.6mm outer diameterΦ4.8mm	米	\$	112.88
71	Manguera de Silicón	inner diameterΦ5mm outer diameterΦ9mm	米	\$	112.88
72	Seguro de Acero inoxidable	4mm	PCS	\$	24.19
73	Cubierta de Ventilador de Enfriamiento	92mm×92mm	PCS	\$	77.40
74	Empaque de Puerta	10×8	PCS	\$	1,422.23
75	Filtro HEPA	HL-PP-10-M30	PCS	\$	3,483.00
76	Reducción Bushing Acero Inoxidable	G3/8	PCS	\$	232.20
77	Transmisor de Presión	BFY1103(T1)	PCS	\$	36,040.99
78	Sensor de Temperatura PT-100	M6×12	PCS	\$	2,757.38
79	Válvula Selenoide	WTA-2R-N3F 24VDC	PCS	\$	4,644.00
80	Cámara de Aluminio	Aluminum	PCS	\$	103,200.00
81	Puerta de Cámara de Aluminio	Aluminum	PCS	\$	48,375.00
82	Estructura / Chasis		PCS	\$	80,625.00
83	Paneles/Cubiertas/Tapas		PCS	\$	51,600.00

**\*Precios expresados en moneda nacional (pesos mexicanos). Sin IVA ni gastos de envío. Precios sujetos a cambios.**