

Informacion General



Tipo de cámara

Doble cámara

Dim. Externas

880mm*1085mm*1810mm

Litros

2 cámaras de 100L=200L

Requerimientos

Alim. Eléctrica: 220-240V,
60H, Trifásica

Ciclos* y tiempos de esterilización

Modelo	Ciclo corto	Ciclo Largo	Ciclo Endo
GS-Doble	35 min	45 min	48 min

Modelo	Secado*
GS-Doble	20 min


*Cada cámara funciona por separado o simultáneamente

*Secado al vacío + aire caliente

Especificaciones Técnicas

Descripción	GS-Doble
Volumen Total	266 Lts
Volumen utilizable	2*100L=200 Lts
Tipo de puerta	Puerta simple corredera automática
Numero de puertas	2
Dimensiones mínimas de instalación (mm)	1500mm x 1800mm x 2050mm
Potencia	3.0 kW, 15 Amp
Alimentación	220 - 240V, 60Hz, 3 Fases
Potencia constante de la temp.	1200W
Nivel de ruido máximo	≤60dB
Temp. de operación de la cámara	5°C-40°C
Vacío máximo de la cámara	<80Pa
Puerta de la cámara	Aluminio de nivel aeronáutico
Peso neto	580Kg
Peso bruto	690Kg
Pantalla táctil	12 pulgadas; TFT a color, tipo "Touch Screen"
Impresora	Impresora interna de agujas
Registro de datos y seguimiento	Comprobar e imprimir en cualquier momento
Mantenimiento	6 meses
Plazo de garantía	2 años
Estante de instrumentos	Cantidad y capacidad de carga: 4; total 20KG, 5kg/estante
Ciclos por Cassete	Ciclo corto: 12 ciclos; Ciclo Largo: 6 ciclos; Ciclo Endo: 6 ciclos

Distribuido por:



Más Información

- +52 55 2162 7328
- +52 55 7609 8056
- soporte@esterilizadorplasma.com.mx
- www.esterilizadorplasma.com.mx